



## SmartCase SC1230 / SC1240





## Inhaltsverzeichnis

<b>WAS IST SMARTCASE?</b> .....	<b>3</b>
<b>FÜR IHRE SICHERHEIT</b> .....	<b>3</b>
WARNUNG: .....	3
WICHTIG: .....	3
<b>GARANTIE</b> .....	<b>4</b>
<b>PRODUCT OVERVIEW</b> .....	<b>5</b>
INHALT DES PAKETES: .....	5
.....	5
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>6</b>
WICHTIG: .....	6
MONTAGE AUF STEIN ODER BETON: .....	6
STROMKABEL: .....	6
BITTE BEACHTEN: .....	7
MONTAGE AUF HOLZ: .....	7
<b>BETRIEB</b> .....	<b>7</b>
WICHTIG: .....	7
<b>WARTUNG UND PROBLEMLÖSUNG</b> .....	<b>8</b>
WARTUNG: .....	8
TEMPERATUR: .....	8
CODEÄNDERUNG (SC1240) .....	9
PROBLEMLÖSUNG: .....	10
<b>GLOSSAR</b> .....	<b>11</b>
<b>APPENDIX A: TECHNISCHE SPEZIFIKATION</b> .....	<b>12</b>




## Was ist SmartCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, dass der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist. Der SmartCase gibt eine optimale Beschirmung/Sicherheit und sorgt für ein Tag und Nacht einsetzbaren AED.


Der SmartCase Gehäuse schützt den AED vor extremen Witterungsbedingungen. Das Gehäuse widersteht Wasser und Staub, Gewalt und kombiniert ein bewährtes Konzept mit maximaler Leistung. Die Edelstahlbox kombiniert mit einem Polycarbonatfenster bietet ultimativen Schutz vor Korrosion und Stößen und bietet einen klaren Blick auf den AED. Um eine Temperatur über 0 ° C zu halten, ist das Outdoor SmartCase mit einem Temperatursensor und einer elektrischen Heizung ausgestattet. Der Schrank ist vollständig isoliert, um beim Heizen Energie zu sparen. Zusätzlicher Schutz vor Überhitzung wird durch aktive Belüftung erreicht.

## Für Ihre Sicherheit

**Warnung:** Lesen Sie das Instruktionbuch sorgfältig durch. Alle Benutzer sollten vor dem ersten Gebrauch des SmartCase AED Cabinet die Sicherheitshinweise lesen. Das nicht befolgen der Instruktionen kann gefährlich sein, oder selbst gegen Gesetze verstoßen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich unverzüglich an den Wartungsservice. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es von einem qualifizierten Mitarbeiter überprüft wurde.


		Symbol
<b>Warnung:</b>	Warnhinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die zu Personenschäden oder zum Tod führen können.	 WARNUNG

**Wichtig:** GT Medicare ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Dokumenten, noch für den Verlust von Informationen, Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch wie dann auch verursacht. GT Medicare behält sich das Recht vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne vorherige Bekanntmachung. Dieses gilt für alle Produkte beschrieben in dieser Gebrauchsanweisung. Der Inhalt dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem Produkt wird ohne Garantie veröffentlicht.



## Garantie

1. GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich für die Servicequalität und die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die folgenden Garantiebestimmungen hinausgeht.
2. Wenn der Defekt vom Käufer verursacht wurde, gehen die Reparatur- und Versandkosten zu seinen Lasten.
3. Der Käufer hat keinen Garantieanspruch:
  - A: bei fahrlässigem Umgang mit den Produkten.
  - B: bei vom Käufer vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen an den Produkten, die nicht von GT MEDICARE oder in deren Namen durchgeführt wurden.
  - C: bei unangemessenem und unsorgfältigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzeinschlag, Schäden infolge eindringender Feuchtigkeit oder anderen externen Produkten oder Unfällen.
  - D: bei unangemessener Wartung der Geräte.
  - E: bei Verwendung von minderwertigem oder falschem Zubehör.
  - F: bei nachlässigem Umgang mit den Geräten.
4. GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte bei der Lieferung keine ernsthaften Beschädigungen aufweisen.
5. Händler werden Defekte, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Eingangskontrolle festgestellt werden, innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Lieferung schriftlich an GT MEDICARE melden. Händler werden alle anderen Defekte innerhalb eines (1) Jahres nach dem Lieferdatum schriftlich an GT MEDICARE melden. Produkte, die einen vermutlichen Defekt oder Nichtkonformität aufweisen, sollten sofort an GT MEDICARE zur Inspektion zurückgesandt werden. Reklamationen, die nicht anhand der vorstehenden Bestimmungen eingereicht wurden, werden nicht akzeptiert. GT MEDICARE wird bei einem Defekt oder einer Nichtkonformität, für die GT MEDICARE verantwortlich ist, das/die betreffende/n Produkt/e nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat keine anderen (Haftungs-) Verpflichtungen gegenüber dem Händler in Bezug auf nicht konforme oder defekte Produkte als die im vorstehenden Satz beschrieben.
6. Die Garantiedauer ab Lieferung auf alle mechanischen Teile beträgt sechzig (60) Monate für den SC1400 und vierundzwanzig (24) Monate für den SC1300, wobei Kratzer und Beschädigungen des Gehäuses und Sichtfensters nicht unter diese Garantie fallen, und vierundzwanzig (24) Monate auf die Elektronik. Der Hersteller ist ausschließlich zur Erfüllung der sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen verpflichtet. Der Hersteller haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Forderung auf eine Änderung oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, wie im Vertrag beschrieben, zurückzuführen ist, kann unter keinen Umständen Anspruch auf die Garantie erhoben werden.
8. Der Empfänger wird alle gelieferten Geräte unverzüglich kontrollieren. Der Kunde muss GT MEDICARE schriftlich innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung über Mängel in der Warensendung in Kenntnis setzen. Wenn die Mängel nicht innerhalb von zehn (10) Tagen gemeldet werden, wird die Warensendung als ordnungsgemäß erhalten betrachtet. Bei unsichtbaren Mängeln – vom Kunden nachzuweisen – können Garantieansprüche nur innerhalb der Garantiedauer geltend gemacht werden. Wenn eine Reklamation von GT MEDICARE akzeptiert wird, ist GT MEDICARE ausschließlich verpflichtet, die bemängelten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen, ohne dass der Kunden irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat. Reklamationen befreien den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.



## Product Overview

Wir danken Ihnen für den Kauf eines SmartCase AED Wandgehäuses.

**Inhalt des Paketes:** The SmartCase enthält die folgenden Unterteile:

### SmartCase SC1230 und SC 1240

- SmartCase AED Wandgehäuse (isoliert)
- 24V Adapter
- Stromkabel 3m (vorinstalliert)
- Quick Installation guide
- Elektrische Heizung und Heizungshalterung
- Ventilator für aktive Belüftung
- LED-Leuchten (rot und blau)
- Alarm, >95dB
- Installationsmaterialien

### Installationsmaterialien:



Unterlegscheiben (4x)

M8 Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

Wanddübel (4x)


Gewindestangen (4x)

### SmartCase SC1240

- Schlüssel
- Der SC 1240 ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet. Für diese Version ist ein zusätzlicher Sicherungsschlüssel enthalten







## Installation

**Wichtig:** Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen an flache massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen Platten mit einer minimalen Stärke von 3mm. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.

**Montage auf Stein oder Beton:** Bohren Sie 4 Löcher für die Befestigungsschrauben (Gewindestangen) mit einem Abstand von 240 mm. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer minimalen Tiefe von 6cm (60mm) um genug Raum zu haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der Mitte des Steines ausgeführt werden. Setzen Sie die M8- Gewindestangen in die Dübel ein, bis sie 20 mm von der Wand abstehen, und schieben Sie die Nylon- Abstandshalter über die Gewindestangen. Bevor Sie das Gehäuse an der Wand montieren, installieren Sie zuerst die Stromkabel.




1 Platzierung des Wanddübel und Gewindestangen




2: Platzierung des Abstandshalters

**Stromkabel:** GT MEDICARE advisiert die mittlere Bohrung mit einem 12mm Bohrer auszuführen, damit das Stromkabel ohne Probleme durch die Mauer geführt werden kann. Das Stromkabel kann mittels einer Steckverbindung an den Adapter angeschlossen werden. Der Adapter muss innerhalb von Gebäuden platziert werden. Bevor der SmartCase befestigt wird ist darauf zu achten, das Stromkabel durch die Mauer zu führen. Das Kabel wurde an das SmartCase im Schrank angeschlossen (vorinstalliert). Führen Sie das Kabel von außen durch die Wand nach innen und ziehen Sie dann von innen das Kabel. Der SmartCase ist jetzt bereit für die Montage an der Wand. Verwenden Sie nach der Montage die vier Unterlegscheiben und Muttern, um das Gehäuse (an der Innenseite des Gehäuses) zu sichern.



letzter Akt: Platzierung der Unterlegscheibe und M8 Muttern auf der Innenseite





**Bitte beachten:** Wenn sich herausstellt das die Mauer zu schwach ist um den SmartCase mit Dübeln zu befestigen, empfehlen wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die Schrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrekte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, das die Bohrungen gut gereinigt werden bevor Sie den Dübel oder den chemischen Mörtel in die Bohrung stopfen.

**Montage auf Holz:** Bohren Sie kleine Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben Sie die Gewindeschrauben so weit in das Holz, bis das M8 Gewinde noch maximal 20mm herausragt. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m und 1,6m Höhe zu platzieren.

## Betrieb

SC1230 (entsperrt): Um das Gehäuse zu schließen, schließen Sie die Tür und drehen Sie den Knopf nach links (90 Grad). Um die Tür zu öffnen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung (90 Grad nach rechts) und ziehen Sie vorsichtig.


SC1240 (Codeschloss): Geben Sie den programmierten Code (Standardcode = 333) ein, indem Sie die Zahnräder drehen und die Verriegelung nach rechts drehen. Falls Sie den Code verloren haben, können Sie mit dem Schlüssel den Code finden: siehe **Codeänderung**. Sobald Sie den Code gefunden haben, können Sie das Schloss öffnen.

Codeänderung: siehe Wartung und Problemlösung.

**Wichtig:** Der Code Schlüssel muss im Falle eines Notfalls jederzeit verfügbar sein (gilt für SC1240). Aufgrund eines unerwarteten Defekts kann eine der Öffnungsmethoden fehlschlagen. In diesem Fall muss eine Alternative verfügbar sein. Darüber hinaus ist es wichtig, die vorstehenden Verfahren vor der Lagerung des AED einzuüben und dies auch nach dessen Installation zu tun.



WARNUNG



## Wartung und Problemlösung

**Wartung:** Es ist wichtig, dass das SmartCase Wandgehäuse **monatlich** geöffnet und geschlossen wird, um sicherzustellen, dass die Verschlusssysteme und Elektronik ordnungsgemäß funktionieren. Hierbei sollten Sie besonders auf die Zustand des AED achten (bitte AED-Handbuch zurate ziehen).




WARNUNG

Es ist ebenso wichtig, das Gehäuse auf der Außenseite auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funktion möglicherweise beeinträchtigen können.

Sollten Sie einen Defekt entdecken, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler von SmartCase. Je nach Defekt kann es empfehlenswert sein, den AED zu entfernen und die Benutzer in Kenntnis zu setzen (defekt).

**Temperatur:** Wenn Sie Zweifel an der Funktion der Heizapparatur haben (Außentemperatur unter 0 °C (32 °F)), entfernen Sie den Defibrillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler von SmartCase auf. Der SC1230/ 1240 ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei ungefähr 30 °C wird der Ventilator eingeschaltet, um die Wärme aus dem oberen Teil zu lassen und kalte Luft über den Boden anzuziehen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem schattigen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden (über 50 °C).





## Codeänderung (SC1240)

Sicherheits-  
Hinweise

1. Den Werkscode 333 aus Sicherheitsgründen sofort auf Ihren persönlichen Code ändern
2. Notieren Sie sich Ihren persönlichen Code an einem für andere Personen unzugänglichen Ort.
3. **Zur Sicherheit die Zahlenräder niemals auf dem persönlichen Code stehen lassen.**
4. Sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen muss der persönliche Code eingestellt sein
5. Bei Verlust / Vergessen des Codes ist eine Notöffnung und das Wiederfinden des aktuellen Codes mit Hilfe eines Hauptschlüssels möglich. Wenden Sie sich hierzu bitte an den Verwalter der Anlage.

## Schloss öffnen




1. Zum erstmaligen Öffnen den Werkscode 333 eingeben.  
Ansonsten zum Öffnen den persönlichen Code eingeben (siehe "Code ändern")




2. Schloss um 90° auf drehen.  
(Schloss ist geöffnet)

## Code ändern



1. In Offen-Stellung bei eingestelltem Code ein Hilfswerkzeug (z.B. Büroklammer) in das seitliche Codierloch, gegen die Federkraft, bis zum Anschlag einführen und gedrückt halten.



2. Persönlichen Code einstellen
3. Hilfswerkzeug herausziehen.  
(persönlicher Code ist gespeichert)

Notöffnung /  
Codefindung

1. Hauptschlüssel einführen und entgegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen




2. Zahlenräder solange drehen bis sie fest einrasten (Code gefunden)
3. Hauptschlüssel zurückdrehen und abziehen




WARNUNG

Überprüfen Sie die Codeänderung immer durch den SmartCase mit dem neuen Code zu öffnen.



### Problemlösung:

Symptom	Aktion
<b>LED aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte dauerhaft leuchten (eine blinkende LED oder kein Licht weist auf eine Fehlfunktion hin).</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass alle steckers richtig angeschlossen sind (einschließlich der Verbindung im Gehäuse).</li> </ul> <p>Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler von SmartCase.</p>
<b>Das Schloss öffnet sich nicht, wenn der programmierte Code verwendet wird</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmieren Sie den Code in Übereinstimmung mit diesem Handbuch neu.</li> <li>- Versuchen Sie, das Schloss mit dem neuen Code zu schließen und zu öffnen.</li> </ul> <p>Wenn das Schloss weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihren Händler von SmartCase.</p>
<b>Gehäuse schließt nicht korrekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie, ob etwas die Tür blockiert.</li> <li>- Überprüfen Sie, ob das Schloss oder die Tür im Bereich des Verriegelungsmechanismus verformt ist.</li> </ul> <p>Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, und kontaktieren Sie Ihren Händler von SmartCase.</p>



## Glossar

### AED

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, dass der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist.

### Verwalter

Für das Gehäuse und für den AED verantwortliche Person, deren Aufgabe es ist, den Zustand des AED und des Gehäuses zu überprüfen und die den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechende Funktion zu gewährleisten.

### Online service

Für mehr Information oder Online Service besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.sixcase.com](http://www.sixcase.com).

**Gebrauchsanleitung:** die Online Gebrauchsanleitung umfasst alle nötige Information über den SmartCase. Updates werden hier publiziert.


**Verantwortlichkeit:** GT Medicare ist in keiner Weise verantwortlich für die Installation, Kommunikation und dem Gebrauch der SmartCase/AED, und/oder entstandenen Schaden, welcher Art dann auch, an Dritten. Außergewöhnliche externe Bedingungen, wie niedrige Temperaturen, defekte Teile oder sonstige externe Einflüsse, können den AED betriebsunfähig machen. GT Medicare behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle in diesem Handbuch beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern.



WARNUNG

### Kontakt


GT Medicare BV  
Industrieweg 46  
2382 NW Zoeterwoude  
Niederlande  
T +031 (0) 71 2100 229  
E [info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)



## Appendix A: Technische Spezifikation


### Technische Spezifikation

Art	SC1230 / SC1240
Gewicht	9 kg
Abmessungen	40(h)x40(w)x20(d)cm
Stoßfestigkeit	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Wasserbeständigkeit	IP54
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizsystem	Elektrisch bis -20 ° C Außentemperatur
Korrosionsbeständigkeit	Edelstahl mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Inbegriffen (Holz & Stein)
Energieversorgung	24V Adapter (Inbegriffen)
Eröffnung	SC1230: Türknauf (90 Grad Drehung) SC1240: Mechanisches Schloss, 3 Ziffern (unabhängig von Energieversorgung)
Beleuchtung	LED Rot und Blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend



## SmartCase SC1230 / SC1240






## Indholdsfortegnelse

<b>HVAD ER EN SMARTCASE?</b> .....	<b>3</b>
<b>FOR DIN SIKKERHED</b> .....	<b>3</b>
KONVENTIONER: .....	3
VIGTIG: .....	3
<b>GARANTI</b> .....	<b>4</b>
<b>PRODUKT OVERSIGT</b> .....	<b>5</b>
HVAD INDEHOLDER SMARTCASE? .....	5
.....	5
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>6</b>
VIGTIG: .....	6
MONTERING PÅ MURSTEN ELLER BETON: .....	6
STRØMKABEL: .....	6
VÆR FORSIGTIG: .....	7
MONTERING PÅ TRÆ: .....	7
<b>BRUG</b> .....	<b>7</b>
VIGTIG: .....	7
<b>VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING</b> .....	<b>8</b>
TEMPERATUR: .....	8
ÆNDRING AF KODE (SC1240) .....	9
FEJLFINDING: .....	10
<b>ORDLISTE</b> .....	<b>11</b>
<b>BILAG A: TEKNISK SPECIFIKATION</b> .....	<b>12</b>






## Hvad er en SmartCase?

AED (Automatisk ekstern defibrillator) er en vigtig enhed til primær hjælp i tilfælde af hjertestop. Det er af afgørende betydning, at AED'en er beskyttet, sikret og tilgængelig 24/7 for øjeblikkelig assistance i tilfælde af nødsituation. Din SmartCase kabinet giver den ultimative beskyttelse og sikrer dag og nat tilgængelighed af AED.


SmartCase udendørskabinet er designet til at beskytte AED mod ekstreme vejrforhold. Skabet modstår vand og støv, vold og kombinerer et bevist koncept med maksimal ydeevne. Den rustfrit stål kasse kombineret med et polycarbonat vindue giver den ultimative beskyttelse mod korrosion og slag og giver et klart syn på AED. For at opretholde en temperatur over 0 ° C er den udendørs SmartCase udstyret med en temperatursensor og elvarmer. Skabet er fuldt isoleret for at spare energi under opvarmning. Yderligere beskyttelse mod overophedning opnås ved aktiv ventilation.

## For din sikkerhed

**konventioner:** Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Alle operatører bør gennemgå disse sikkerhedsmæssige overvejelser, før SmartCase AED kabinettet tages i brug. Ikke at følge instruktionerne kan være farligt eller ulovligt. Følg alle anbefalede vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der opstår et problem, få service straks. Brug ikke enheden, før den er blevet inspiceret af passende personale.


		Symbol
<b>Advarsel:</b>	Advarselsklæringer gør dig opmærksom på forhold eller handlinger, der kan medføre personskade eller død.	 ADVARSEL

**Vigtig:** GT MEDICARE er heller ikke ansvarlig for indholdet af dette dokument eller for tab af data, indkomst, direkte eller indirekte forårsaget skade. GT MEDICARE bevarer retten til at tilpasse og forbedre dette dokument og alle relaterede produkter i denne brugsanvisning uden forudgående anmeldelse. Indholdet af dette dokument leveres uden nogen form for garanti.



## Garanti

1. GT MEDICARE er ansvarlig for kvaliteten af ydelserne og for sundheden og god kvalitet af de leverede produkter efter bedste opfattelse med den bestemmelse om, at garantien ikke overstiger nedenstående bestemmelser.
2. Hvis fejlen skyldes køber, opkræves køberens reparations- og fragtomkostninger.
3. Køber er ikke berettiget til garanti:
  - A: Hvis køberen har forsømt produkterne.
  - B: Hvis køberen har foretaget ændringer til de produkter eller reparationer, som ikke blev udført af eller på vegne af GT MEDICARE.
  - C: Ved ukorrekt eller uforsigtig brug, ukorrekt tilslutning, forkert spænding, lyn, skader på grund af fugt eller andre eksterne produkter eller uheld.
  - D: Hvis enheden ikke opretholdes behørigt i overensstemmelse med manualen.
  - E: Hvis enheden bruges eller installeres med originalt eller ringere tilbehør.
  - F: Hvis køberen behandlede varerne med uagtsomhed.
4. GT MEDICARE garanterer, at produkterne ikke indeholder alvorlige mangler på leveringstidspunktet.
5. Forhandler vil rapportere defekter, skader eller manglende overensstemmelse af produkterne, som efter rimelighed kan fastsættes skriftligt til GT MEDICARE inden for 10 dage efter modtagelsen. Forhandler vil rapportere alle andre mangler skriftligt til GT MEDICARE inden for et år fra leveringsdatoen. Produkter, der tyder på, at de ikke er i overensstemmelse eller beskadiges, skal straks returneres til GT MEDICARE til inspektion af GT MEDICARE. Krav, der ikke blev rapporteret i henhold til vilkårene i dette afsnit, vil ikke blive accepteret. GT MEDICARE vil i tilfælde af ansvar for manglende overensstemmelse eller skade på produktet efter eget valg reparere Produkterne, erstatte dem med nye eller refundere købsprisen for Produkterne. GT MEDICARE har ingen anden forpligtelse eller ansvar over for forhandler med hensyn til ikke-overensstemmende eller beskadigede produkter, undtagen i den forrige sætning, der vises.
6. Varigheden af garantien på alle mekaniske dele er 60 måneder med ridser og skader på kabinettet og vinduet uden for denne bestemmelse og 24 måneder for elektronikken fra leveringstidspunktet. Producenten er kun forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der følger af denne garanti. Producenten er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader. I alle tilfælde er fabrikantens ansvar begrænset til salgsprisen for de solgte produkter.
7. Hvis en påstand kan tilskrives en ændring eller ukorrekt anvendelse af produktet, er garantien under alle omstændigheder ugyldig.
8. Modtageren vil straks undersøge alt modtaget udstyr. Kunden skal skriftligt underrette GT MEDICARE inden for ti (10) dage efter modtagelsen af mangler i forsendelsen. Hvis manglerne ikke rapporteres inden for en periode på ti (10) dage, anses forsendelsen for at være fuldstændig. For skjult, at bevise ved kunden, mangler, krav er kun mulige inden for garantiperioden. Hvis en klage er berettiget af GT MEDICARE, er GT MEDICARE kun forpligtet til at erstatte de defekte varer eller reparationer, uden at kunden har ret til at kræve nogen kompensation. Indsendelse af et krav aflaster ikke kunden fra betaling.



## Produkt oversigt

Tak fordi du har købt en SmartCase.

**Hvad indeholder SmartCase?** SmartCase indeholder følgende dele:

### SmartCase SC1230 og SC 1240

- SmartCase AED Vægskab (isoleret)
  - 24V Adapter
  - strømkabel 3m (forudinstalleret)
  - Quick Installation guide
  - Elvarmer & varmelegeme beslag
  - Ventilator til aktiv ventilation
  - LED lys (rød og blå)
  - Alarm, >95dB
- Installationsmaterialer

### Installationsmaterialer:



Skiver (4x)

M8 Møtrik (4x)

Nylon afstandsstykker (4x)


Væg stik (4x)

Dowel skrue (4x)

### SmartCase SC1240

- Nøgle
- SC 1240 er udstyret med en mekanisk lås. For denne version er der inkluderet en ekstra back-up-nøgle.





## Installation

**Vigtig:** De medfølgende monteringsværktøjer er beregnet til montering udelukkende på flade overflader af træ, mursten eller beton. Paneler skal have en tykkelse på mindst 3 mm. Brug altid de medfølgende afstandsstykker. Vi anbefaler at montere kabinettet i skyggen for at forhindre høje temperaturer inde i kabinettet.

**Montering på mursten eller beton:** Bor 4 huller til fastgørelsesboltene (dowel skruer) med en afstand på 240 mm. Bor de runde 10 mm huller til en minimumsdybde på 60 mm for at sikre, at der er tilstrækkelig dybde til stikket. Vi anbefaler at bore de øverste huller på mellem 1,5 og 1,6 meter fra jorden. Hullerne skal altid bores i midten af murstenen. Sæt M8 dowel skruerne i stikkene, indtil de stikker 20 mm fra væggen og glide nylon afstandsstykker over dowel skruer. Før du monterer kabinettet på væggen, skal du først montere feederkablet.




1: Indsæt stik og skruer




2: Placer afstandsstykker

**Strømkabel:** GT MEDICARE anbefaler boring af 12 mm hullet på en sådan måde, at føderkablet kan lægges gennem væggen. Den kan derefter sluttes til 24V adapteren, som skal placeres inde i huset eller bygningen. Det er vigtigt at føre føderkablet gennem væggen, før du monterer sagen på væggen. Kablet er forbundet til SmartCase inde i kabinettet (fabriksmonteret). Før kablet udefra gennem væggen indvendigt, og træk derefter kablet fra indersiden. SmartCase er nu klar til at blive monteret på væggen. Efter monteringen skal du bruge de fire skiver og møtrikker til at fastgøre kabinettet (på indersiden af kabinettet).



Sidste trin: Placering af skive og M8 møtrik på indersiden





**Vær forsigtig:** Hvis væggen ikke er meget stærk, anbefaler vi at bruge Fischer VS 100P. Efter sprøjtning af væsken i hullerne, indsæt kun skrueerne - brug ikke stikkene igen. Læs instruktionerne på Fischer-etiketten omhyggeligt, og sørg for at rengøre hullerne grundigt efter boringen.

**Montering på træ:** Bor små huller med en diameter på ca. 4 mm i træet, og skru wiretapet fast i træet og monter derefter SmartCase som beskrevet ovenfor. Vi anbefaler at bore de øverste huller i en højde på mellem 1,5 og 1,6 m fra jorden.

## Brug

SC1230 (ulåst): Luk kabinettet, luk døren og drej knappen til venstre (90 grader). For at åbne døren drejes drejeknappen i modsat retning (90 graders højre omdrejning) og trækkes forsigtigt.


SC1240 (kode lås): Indtast den programmerede kode (standardkode = 333) ved at dreje nummerhjulene og drej låsen til højre. Hvis koden går tabt, kan du bruge nøglen til at finde koden: se sektionskode. Når du har hentet koden, kan du åbne låsen.

Kodeændring: se vedligeholdelse og fejlfinding



ADVARSEL

**Vigtig:** Det er obligatorisk at altid have kode og nøgle til rådighed i tilfælde af en nødsituation (gælder for SC1240). På grund af en uventet defekt eller fejlagtigt programmeret kode kan det ske, at låsen ikke åbnes, når koden anvendes. I dette tilfælde er det nødvendigt at have et alternativ tilgængeligt (nøgle). Desuden er det vigtigt at gentage ovennævnte procedurer, før defibrillatoren opbevares, og ofte efter at have installeret AED.



## Vedligeholdelse og fejlfinding

**Vedligeholdelse:** Det er vigtigt at åbne og lukke SmartCase (SC1240 only) vægskabet hver måned for at kontrollere, at låsesystemet fungerer korrekt. Når du gør det, skal du være opmærksom på defibrillatorens status (se venligst AED's manual).




ADVARSEL

Det er også vigtigt at kontrollere kabinets eksterne tilstand for enhver skade, som muligvis påvirker dens drift.







Når du opdager en fejl, bedes du kontakte din forhandler af SmartCase. Afhængigt af typen af fejl kan det være hensigtsmæssigt at fjerne AED'en og informere brugerne om status (unserviceable).

**Temperatur:** Hvis du er i tvivl om elektrisk elvarmerens funktion (udetemperatur lavere end 0 ° C / 32 ° F), skal du fjerne defibrillatoren og kontakte din forhandler af SmartCase. SC1230 / 1240 er udstyret med et aktivt ventilationssystem. Ca. 30 ° C bliver blæseren tændt for at frigive varmen fra den øvre del og tage i kold luft fra bunden. Ikke desto mindre anbefaler vi at installere kabinettet i skyggen for at forhindre høje temperaturer (over 50 ° C).






## Ændring af kode (SC1240)

Sikkerheds rådgivning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ved levering er koden for kombinationslås fabriksindstillet til 333.</li> <li>2. Skift omgående koden til din personlige kode af sikkerhedsmæssige årsager.</li> <li>3. <b>Forlad aldrig kodehjulene på din personlige kode.</b></li> <li>4. Den personlige kode skal indtastes for at åbne låsen og lukke den.</li> <li>5. I tilfælde af en tabt kode kan låsen åbnes med servicetasten. Kontakt administratoren for at åbne låsen og justere koden.</li> </ol>
Åbning slot	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1. Ved første brug skal du først indtaste fabrikskode: 333. Eller brug din egen personlige kode (se punkt "kodeændring")</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2. Drej låsen til (lås åbnes derefter)</p> </div> </div>
kodeændring	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1. I <u>åben position</u> og med indstillet kode skal du indtaste en lille knap (fx papirclips) i kodeindstillingshullet på låsens side. Skub stiften helt og hold <u>trykket</u>.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2. Indtast en ny personlig kode 3. Fjern stiften (personlige kode er ændret)</p> </div> </div>
Nødsåbning og kode søgning	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1. Indsæt servicetasten i låsecylinderen. Drej nøglen mod uret</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2. Drej kodehjulene opad, indtil de blokerer (kode findes) 3. Drej nøglen tilbage og fjern den</p> </div> </div>




Bekræft altid kodeændringen ved at åbne SmartCase AED kabinettet med den nye kode.



### Fejlfinding:

Symptom	Handling
<b>LED-lys er slukket</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller strømforsyningen og adapteren: Lysdioden på adapteren skal lyse konstant (en blinkende LED eller intet lys angiver en fejl)</li> <li>- Sørg for, at alle stik er tilsluttet korrekt (herunder forbindelsen inde i kabinettet)</li> </ul> <p>Hvis enheden fortsætter med at mislykkes, skal du tage den ud af drift og kontakte forhandleren af SmartCase.</p>
<b>Lås åbnes ikke, når du bruger den programmerede kode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmer koden igen i overensstemmelse med denne vejledning</li> <li>- Prøv at lukke og åbne låsen med den nye kode</li> </ul> <p>Hvis låsen fortsætter med at mislykkes, kontakt forhandleren af SmartCase.</p>
<b>Skabet lukker ikke korrekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontroller, om der er blokering af døren.</li> <li>- Kontrollér om låsen eller døren er deformeret i låsemekanismen</li> </ul> <p>Hvis enheden ikke kan repareres, tages den ud af drift og kontakt forhandleren af SmartCase.</p>



## Ordliste

### AED

AED (Automatisk ekstern defibrillator) er en vigtig enhed til primær hjælp i tilfælde af hjertestop. Det er vigtigt, at AED'en er beskyttet, sikret og tilgængelig 24/7 for øjeblikkelig assistance i tilfælde af en nødsituation.

### Operatør / bruger

Den person, der er ansvarlig for kabinettet og AED. Hans pligt er at kontrollere AED og kabinets status og sikre driften i overensstemmelse med direktiverne som beskrevet i denne vejledning.

### Onlinetjeneste

For mere information eller onlinehjælp, besøg venligst vores hjemmeside [www.sixcase.com](http://www.sixcase.com).

**Brugermanual:** Håndbogen indeholder alle nødvendige oplysninger om betjening af SmartCase. Opdateringer offentliggøres på vores hjemmeside.


**Ansvarsfraskrivelse:** GT MEDICARE er på ingen måde ansvarlig for tilgængeligheden eller serviceværdien af den AED, der er lagret i SmartCase-kabinettet. GT MEDICARE er heller ikke ansvarlig for installation, brug eller drift af kabinettet / AED eller for tab af data, indkomst, direkte eller indirekte eller for forårsaget skade på tredjepart. Ekstraordinære eksterne forhold, som f.eks. Lave temperaturer, defekte dele eller andre eksterne elementer kan resultere i userviceable AED'er. GT MEDICARE bevarer retten til at tilpasse og forbedre dette dokument og alle relaterede produkter i denne brugsanvisning uden forudgående anmeldelse.



ADVARSEL

### Kontakt


GT Medicare BV  
Industrieweg 46  
2382 NW Zoeterwoude  
The Netherlands  
T +031 (0) 71 2100 229  
E [info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)



## Bilag A: Teknisk specifikation


### Teknisk specifikation

Type	SC1230 / SC1240
Vægt	9 kg
Dimensioner	40(h)x40(w)x20(d)cm
Stødsikker	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Vandtæt	IP54
Køling	Aktiv ventilation
Opvarmning	Elektrisk indtil -20 °C udetemperatur
Korrosionsbestandighed	Rustfrit stål med belægning
Vindue	Slagvast polycarbonat
Installatieset	Inkluderet (træ og sten)
Strøm	24V Adapter (inkluderet)
Åbning	SC1230: Dørknop (90 graders sving) SC1240: Mekanisk lås, 3 cifre (uafhængig af strøm)
Belysning	LED rød og blå
Akustisk alarm	+/- 95dB sporadisk



## SmartCase SC1230 / SC1240






## Table of Contents

<b>WHAT IS A SMARTCASE? .....</b>	<b>3</b>
<b>FOR YOUR SAFETY .....</b>	<b>3</b>
CONVENTIONS: .....	3
IMPORTANT: .....	3
<b>WARRANTY .....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUCT OVERVIEW .....</b>	<b>5</b>
WHAT DOES THE SMARTCASE CONTAIN? .....	5
.....	5
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>6</b>
IMPORTANT: .....	6
MOUNTING ON BRICK OR CONCRETE: .....	6
FEEDER CABLE: .....	6
BE CAREFUL: .....	7
MOUNTING ON WOOD: .....	7
<b>OPERATION .....</b>	<b>7</b>
IMPORTANT: .....	7
<b>MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>8</b>
MAINTENANCE: .....	8
TEMPERATURE: .....	8
CHANGING CODE (SC1240) .....	9
TROUBLESHOOTING: .....	10
<b>GLOSSARY .....</b>	<b>11</b>
<b>APPENDIX A: TECHNICAL SPECIFICATION .....</b>	<b>12</b>






## What is a SmartCase?

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of a cardiac arrest. It is of a vital importance that the AED is protected, secured and available 24/7 for Immediate assistance in case of an emergency. Your SmartCase cabinet provides the ultimate protection and assures day and night availability of the AED.


The SmartCase outdoor cabinet is designed to protect the AED against extreme weather conditions. The cabinet resists water and dust, violence and combines a proven concept with maximum performance. The stainless steel box combined with a polycarbonate window provides the ultimate protection against corrosion and impacts and offers a clear sight of the AED. To maintain a temperature above 0°C, the outdoor SmartCase is equipped with a temperature sensor and electrical heater. The cabinet is fully insulated to save energy during heating. Additional protection against overheating is achieved by active ventilation.

## For your safety

**Conventions:** Read the user manual carefully. All operators should review these safety considerations before placing the SmartCase AED Cabinet into service. Not following the instructions may be dangerous or illegal. Follow all recommended maintenance instructions. If a problem occurs, obtain service immediately. Do not use the device until it has been inspected by appropriate personnel.


		Symbol
<b>Warning:</b>	Warning statements alert you to conditions or actions that can result in personal injury or death.	 WARNING

**Important:** GT MEDICARE is neither responsible for the contents of this document nor for the loss of data, income, direct or indirect caused damage. GT MEDICARE preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification. The contents of this document are provided without any form of warranty.



## Warranty

1. GT MEDICARE is responsible for the quality of services and for the soundness and good quality of the products supplied to the best of its knowledge, with the provision that the guarantee does not exceed the following provisions mentioned.
2. If the defects are caused by purchaser the repair and shipping costs will be charged to purchaser.
3. The purchaser is not entitled to warranty:
  - A: If the buyer has neglected the products.
  - B: If the buyer has made changes to the products or repairs which were not performed by or on behalf of GT MEDICARE.
  - C: In case of improper or careless use, incorrect connection, wrong voltage, lightning, damage due to moisture or other external products or misfortunes.
  - D: If the device is not appropriately maintained according to the manual.
  - E: If the device is used or installed with non original or inferior accessories.
  - F: If the buyer dealt with the goods with negligence.
4. GT MEDICARE warrants that the Products do not contain serious defects at the time of delivery.
5. Reseller will report defects, damages or non-conformity of the Products, which upon inspection can reasonably be determined, in writing to GT MEDICARE within 10 days after reception. Reseller will report all other defects in writing to GT MEDICARE within one year from the date of delivery. Products, which suggest that they are non-conforming or damaged, should be returned to GT MEDICARE immediately for inspection by GT MEDICARE. Claims, which were not reported according to the terms in this paragraph, will not be accepted. GT MEDICARE will, in case of responsibility for the non-conformity or damage to the product, at its option, repair the Products, replace them with new ones or refund the purchase price of the Products. GT MEDICARE will have no other obligation or liability towards Reseller with respect to non-conforming or damaged products other than in the previous sentence displayed.
6. The duration of the warranty on all mechanical parts is 60 months, with scratches and damage to the cabinet and window outside this provision, and 24 months for the electronics from the time of delivery. The producer is only obliged to fulfil the obligations arising from this warranty. The producer is not liable for indirect or consequential damages. In all cases, the manufacturer's liability is limited to the selling price of the products sold.
7. Where a claim can be attributed to a modification or improper use of the product, the guarantee is under all circumstances void.
8. The recipient will investigate all received equipment immediately. The customer must inform GT MEDICARE in writing within ten (10) days after receipt of any defects in the consignment. If the deficiencies are not reported within a period of ten (10) days, the shipment was considered to be complete. For hidden, to prove by customer, defects, claims are only possible within the warranty period. If a complaint is justified by GT MEDICARE, then GT MEDICARE is only obliged to replace the defective goods or repair, without the customer being entitled to claim any compensation whatsoever. Submitting a claim does not relieve the customer from payment.



## Product Overview

Thank you for purchasing a SmartCase.

**What does the SmartCase contain?** The SmartCase contains the following parts:

### SmartCase SC1230 and SC 1240

- SmartCase AED Wall Cabinet (insulated)
- 24V Adapter
- Feeder cable 3m (pre-installed)
- Quick Installation guide
- Electrical heater & heater bracket
- Fan for active ventilation
- LED lights (red and blue)
- Alarm, >95dB
- Installation materials

### Installation materials:



Washers (4x)

M8 Nuts (4x)


Nylon spacers (4x)


Wall plug (4x)

Dowel screw (4x)

### SmartCase SC1240

- Key
- The SC 1240 is equipped with a mechanical lock. For this version an additional back-up key is included





## Installation

**Important:** The installation tools supplied are intended for mounting exclusively on flat surfaces of wood, brick or concrete. Panels must have a minimum thickness of 3mm. Always use the supplied spacers. We recommend installing the cabinet in the shadow to prevent high temperatures inside the cabinet.

**Mounting on brick or concrete:** Drill 4 holes for the attachment bolts (dowel screws) with a 240 mm spacing. Drill the round 10 mm holes to a minimum depth of 60 mm, to ensure there is sufficient depth for the plug. We recommend drilling the upper holes at between 1.5 and 1.6 metres from the ground. The holes should always be drilled in the middle of the brick. Insert the M8 dowel screws in the plugs until they protrude 20mm from the wall and slide the nylon spacers over the dowel screws. Before mounting the cabinet on the wall, first install the feeder cable.




1: Insert Plug and dowel screws



2: Place spacer


**Feeder cable:** GT MEDICARE recommends drilling the 12 mm hole in such a way that the feeder cable can be put led through the wall. It can then be connected to the 24V adapter, which should be placed inside the house or building. It is important to lead the feeder cable through the wall before mounting the case on the wall. The cable has been connected to the SmartCase inside the cabinet (factory pre-installed). Guide the cable from the outside through the wall to the inside and then, from the inside, pull the cable. The SmartCase is now ready to be mounted on the wall. After mounting it, use the four washers and nuts to secure the cabinet (on the inside of the cabinet).



Last step: placement of washer and M8 Nut on the inside



Signature operator \_\_\_\_\_



**Be careful:** If the wall is not very strong, we recommend to use Fischer VS 100P. After spraying the fluid into the holes, insert only the screws – do not use the plugs again. Read the instructions on the Fischer label carefully and make sure that you clean the holes thoroughly after drilling.

**Mounting on wood:** Drill small holes of approximately 4 mm diameter in the wood and screw the wiretap firmly into the wood and then mount the SmartCase as instructed above. We recommend drilling the upper holes at a height of between 1.5 and 1.6 m from the ground.

## Operation

SC1230 (unlocked): To close the cabinet, close the door and turn the knob left (90 degrees). To open the door turn the knob in the opposite direction (90 degrees right turn) and gently pull.


SC1240 (code lock): Enter the programmed code (default code = 333) by turning the number wheels and turn the lock to the right. In case the code is lost, you can use the key to find the code: see section **changing code**. After you have retrieved the code, you can open the lock.

Code change: see maintenance and troubleshooting



WARNING

**Important:** It is mandatory to always have the code and key available in case of an emergency (applies to SC1240). Due to an unexpected defect or wrongly programmed code, it may happen that the lock doesn't open when using the code. In this case it is necessary to have an alternative available (key). Furthermore, it is important to rehearse the above mentioned procedures before storing the defibrillator, and frequently after having installed the AED.



## Maintenance and Troubleshooting

**Maintenance:** It is vital to open and close the SmartCase (SC1240 only) wall cabinet **monthly** to check that the lock system is working correctly. While doing so, you should take careful note of the status of the defibrillator (please check manual of AED).




WARNING

It is also important to check the external condition of the cabinet for any damage, which may possibly affect its operation.

Upon discovering a defect, please contact your dealer of SmartCase. Depending on the type of defect it may be advisable to remove the AED and inform the users about the status (unserviceable).




**Temperature:** If you have any doubt about the functioning of the electrical heater (outside temperature lower than 0°C / 32°F), please remove the defibrillator and contact your dealer of SmartCase. The SC1230/ 1240 are equipped with an active ventilation system. Around 30°C the fan will be switched on to release the heat from the upper part and taking in cold air from the bottom. Nevertheless, we recommend installing the cabinet in the shadow to prevent high temperatures (above 50°C).









Changing code (SC1240)

Security advise	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. On delivery the combination lock is factory set at 333.</li> <li>2. For safety reasons set the lock immediately to your own personal code.</li> <li>3. <b>Never leave the code wheels set on your own personal code.</b></li> <li>4. Personal code must be set to open the lock and before closing it.</li> <li>5. In case of lost code the lock can be opened via service key. Please contact the supervisor to open and reset the lock..</li> </ol>
-----------------	---

Lock opening	  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On first use enter the factory set code 333. Otherwise use your own personal code (see point „Code setting“)</li> <li>2. Turn lock by 90° to  (Lock is then opened)</li> </ol>
--------------	--


Code setting	  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In <u>open-position</u> and with set code, enter a small solid pin (e.g. paper clip) into the code setting aperture on the side of the lock. Push the pin in fully and hold <u>the pressure</u>.</li> <li>2. Enter new personal code</li> <li>3. Remove code setting tool. (personal code is set!)</li> </ol>
--------------	--

Emergency opening / Code Finding	  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enter service key into the barrel. Turn key anticlockwise</li> <li>2. Turn code wheels until they block (Code has been found)</li> <li>3. Turn service key back and remove it.</li> </ol>
----------------------------------	--

General information	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not expose lock to environmental influences such as water, moisture, dust, fire, etc.</li> <li>2. Lock operable within a temperature range from 0-50°.</li> <li>3. Use clean damp cloth. Do not use any chemical products.</li> <li>4. Take care that cam moves freely and is not obstructed by any item while operating the lock.</li> </ol>
---------------------	--




Always verify the code change by opening the SmartCase AED cabinet using the new code.



### *Troubleshooting:*

Symptom	Action
<b>LED Lights are out</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check the power supply and adapter: the LED on the adapter should light up continuously (a flashing LED or no light indicates a malfunction)</li> <li>- Make sure that all connectors are properly connected (including the connection inside the cabinet)</li> </ul> <p>If the unit continues to fail, take it out of service and contact the dealer of SmartCase.</p>
<b>Lock doesn't open when using the programmed code</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Re-program the code in accordance with this manual</li> <li>- Try to close and open the lock with the new code</li> </ul> <p>If the lock continues to fail contact the dealer of SmartCase.</p>
<b>Cabinet is not closing correctly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check if anything is blocking the door.</li> <li>- Check if the lock or door is deformed in the area of the locking mechanism</li> </ul> <p>If the unit can't be repaired, take it out of service and contact the dealer of SmartCase.</p>



## Glossary

### AED

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of cardiac arrest. It is vital that the AED is protected, secured and available 24/7 for immediate assistance in case of an emergency.

### Operator/ user

The person who is responsible for the cabinet and AED. His/ her duty is to check the status of the AED and Cabinet and assure operation complying to the directives as described in this manual.

### Online service

For more information or online help, please visit our website [www.sixcase.com](http://www.sixcase.com).

**User Manual:** The manual contains all necessary information about operating the SmartCase. Updates are published on our website.


**Disclaimer:** GT MEDICARE is in no way responsible for the availability or serviceability of the AED stored in the SmartCase cabinet. GT MEDICARE is neither responsible for the installation, use or operation of the cabinet/AED nor for the loss of data, income, direct or indirect nor for caused damage to third parties. Exceptional external conditions, such as low temperatures, defect parts or other external elements may result in unserviceable AED's. GT MEDICARE preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification.



WARNING

### Contact


GT Medicare BV  
Industrieweg 46  
2382 NW Zoeterwoude  
The Netherlands  
T +031 (0) 71 2100 229  
E [info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)



## Appendix A: Technical specification


### Technical Specification

Type	SC1230 / SC1240
Weight	9 kg
Dimensions	40(h)x40(w)x20(d)cm
Shockproof	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Waterproof	IP54
Cooling	Active ventilation
Heating	Electrical until -20 °C outside temperature
Corrosion resistance	Stainless steel with coating
Window	Impact proof polycarbonate
Installation kit	Included (wood & stone)
Power	24V Adapter (included)
Opening	SC1230: Door knob (90 degree turn) SC1240: Mechanical lock, 3 digits (independent of power)
Lighting	LED red en blue
Acoustic alarm	+/- 95dB intermittent



## SmartCase SC1230 / SC1240






## Table of Contents

<b>WAT IS EEN SMARTCASE? .....</b>	<b>3</b>
<b>VOOR UW VEILIGHEID.....</b>	<b>3</b>
CONVENTIES: .....	3
BELANGRIJK: .....	3
<b>WARRANTY .....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUCT OVERZICHT.....</b>	<b>4</b>
WAARUIT BESTAAT EEN SMARTCASE? .....	5
.....	5
<b>INSTALLATIE .....</b>	<b>6</b>
BELANGRIJK: .....	6
OPHANGING OP STEEN OF BETON: .....	6
STROOMKABEL: .....	6
WAARSCHUWING: .....	7
OPHANGING OP HOUT: .....	7
<b>GEBRUIK.....</b>	<b>7</b>
BELANGRIJK: .....	7
<b>ONDERHOUD EN TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>8</b>
ONDERHOUD: .....	8
TEMPERATUUR: .....	8
CHANGING CODE (SC1240) .....	9
TROUBLESHOOTING: .....	10
<b>BEGRIPPENLIJST .....</b>	<b>11</b>
<b>APPENDIX A: TECHNISCHE SPECIFICATIE.....</b>	<b>12</b>






## Wat is een SmartCase?

De AED (Automatic External Defibrillator) is een belangrijk medisch apparaat voor hulp in het geval van hartfalen. Het is van groot belang dat de AED beschermd is, beveiligd is en 24/7 beschikbaar is voor onmiddellijke ondersteuning in een noodgeval. Uw SmartCase kast voorziet in een optimale bescherming en verzekerd dat de AED dag en nacht beschikbaar is.


De SmartCase buitenkast is ontworpen om de AED te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. De kast is bestand tegen water en stof, vandalisme en combineert een bewezen concept met maximale prestaties. De roestvast stalen kast gecombineerd met een polycarbonaat venster geeft de ultieme bescherming tegen corrosie en impacts en zorgt voor een duidelijk zicht op de AED. Om een temperatuur boven de 0°C te garanderen, is SmartCase buitenkast uitgerust met een temperatuursensor en een elektrisch verwarmingselement. De kast is volledig geïsoleerd om energie te besparen tijdens het verwarmen. Verder is de AED beschermd tegen oververhitting door middel van actieve ventilatie.

## Voor uw veiligheid

**Conventies:** Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig. Alle operators moeten de veiligheidsvoorschriften doornemen voordat de SmartCase AED kast in gebruik genomen wordt. Het niet opvolgen van de instructies kan gevaarlijk of illegal zijn. Volg alle aanbevolen onderhoudsinstructies op. Als er zich een probleem voordoet, ...obtain service immediately. Neem het apparaat niet in gebruik voordat het is geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel.


		Symbol
<b>Waarschuwing:</b>	Het waarschuwingssymbool maakt u attent op situaties of acties die kunnen resulteren in persoonlijk letsel of de dood.	 WAARSCHUWING

**Belangrijk:** GT MEDICARE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document of voor het verlies van data, inkomen of direct of indirect veroorzaakte schade. GT MEDICARE behoudt zich het recht voor om dit document en alle gerelateerde producten uit deze handleiding aan te passen of te verbeteren, zonder in kennisstelling vooraf. De inhoud van dit document wordt beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie.



## Garantie

1. GT MEDICARE staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
  2. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
  3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling:  
A: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.  
B: Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens GT MEDICARE zijn verricht.  
C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende producten of onheilen.  
D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruikersaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.  
E: Indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.  
F: Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  4. GT MEDICARE garandeert dat de Producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering.
  5. Wederverkoper zal claims ter zake van gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten die bij inspectie van de Producten redelijkerwijs kan worden vastgesteld, schriftelijk aan GT MEDICARE rapporteren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Producten op het terrein van Wederverkoper. Wederverkoper zal alle andere claims schriftelijk kenbaar maken aan GT MEDICARE binnen 1 jaar na de datum van levering. GT MEDICARE zal Producten waarvan Wederverkoper stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van GT MEDICARE onverwijld terugzenden aan GT MEDICARE ten behoeve van inspectie door GT MEDICARE. GT MEDICARE zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. GT MEDICARE zal, in geval hij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan het Produkt, naar eigen keuze de Producten repareren, vervangen door nieuwe Producten dan wel Wederverkoper de koopprijs voor de Producten retourneren. GT MEDICARE zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Wederverkoper met betrekking tot non-conforme of beschadigde Producten dan in de vorige zin weergegeven.
- De duur van de garantie op de GT MEDICARE apparaten bedraagt 60 maanden op alle mechanische onderdelen van de wandkasten, waarbij krassen en beschadigingen buiten deze bepaling vallen en 24 maanden voor de elektronica en overige producten van GT Medicare vanaf het moment van levering, waarbij de algemene garantiebepalingen van GT MEDICARE, in Nederland, van toepassing zijn. Producent is slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantiebepalingen. Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van producent beperkt tot de verkoopprijs van de verkochte producten.



6. Wanneer een schadegeval terug te voeren is naar een wijziging of een ondeugdelijk gebruik van het in het contract omschreven product is de garantieregeling onder alle omstandigheden niet van kracht.
7. Elke apparatuurzending zal na ontvangst direct worden onderzocht door de ontvanger. De klant dient GT MEDICARE binnen tien (10) dagen na ontvangst schriftelijk te informeren over alle gebreken bij de zending. Indien deze gebreken binnen een periode van tien (10) dagen niet schriftelijk gemeld zijn, dan geldt tussen partijen dat de zending compleet was. Voor verborgen, dit te bewijzen door de klant, gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn. Indien een reclame door GT MEDICARE gegrond wordt bevonden, dan is GT MEDICARE uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

## Produkt Overzicht

Dank voor het aanschaffen van deze SmartCase.

**Waaruit bestaat een SmartCase?** De SmartCase bevat de volgende onderdelen:

### SmartCase SC1230 en SC 1240

- SmartCase AED Kast (geïsoleerd)
- 24V Adapter
- Stroomkabel 3m (voor geïnstalleerd)
- Quick installation guide
- Electricisch verwarmingselement & AED houder
- Fan voor actieve ventilatie
- LED verlichting (rood en blauw)
- Alarm, >95dB
- Installatie materiaal

### Installatie materiaal:



Washers (4x)

M8 Moeren (4x)

Nylon afstandhouders (4x)

Muurpluggen (4x)


stokeinde (4x)

### SmartCase SC1240

- Sleutel

The SC 1240 is uitgerust met een mechanisch code slot. Voor dit type is een extra back-up sleutel bijgesloten





## Installatie

**Belangrijk:** Het bijgevoegde installatiemateriaal is uitsluitend bedoeld voor ophanging op een gelijkmatig oppervlak van hout, (bak)steen of beton. Panelen moeten een minimum dikte van 3mm hebben. Gebruik altijd de meegeleverde afstandhouders. Wij raden aan om de kast op te hangen in de schaduw om hoge temperature in de kast te voorkomen.

**Ophanging op steen of beton:** Boor 4 gaten met een onderlinge afstand van 240 mm. Boor de 10 mm gaten tot een minimum diepte van 60 mm om voldoende diepte voor de pluggen te garanderen. Wij raden aan om de bovenste gaten te boren op een hoogte tussen de 1.5m en 1.6m boven de grond. De gaten moeten altijd in het midden van de (bak)steen geboord worden. Draai de M8 stokeindes in the pluggen totdat ze 20mm uitsteken van de wand en schuif de nylon afstandhouders over de stokeindes. Plaats nu eerst de stroomkabel voordat u de kast aan de muur hangt.




1: Plaats de pluggen en stokeindes




2: Plaats de afstandhouders

**Stroomkabel:** GT MEDICARE adviseert om een 12 mm gat te boren, waar doorheen de stroomkabel door de muur geleid kan worden. Deze kan dan bevestigd worden aan de 24V adapter, welke binnen in het huis of gebouw geplaatst moet worden. Het is belangrijk eerst de stroomkabel door de muur te leiden voordat de kast aan de muur wordt opgehangen. De stroomkabel is al bevestigd aan de binnenkant van de SmartCase (voorgeïnstalleerd). Leidt de kabel van buiten naar binnen en trek deze dan van binnenuit verder naar binnen. The SmartCase is nu gereed om aan de muur opgehangen te worden. Na plaatsing op de stokeindes kunt u de ringen en moeren plaatsen om de kast vast te maken (aan de binnenzijde van de kast).



Laatste stap: plaatsing van ringen en M8 moeren aan de binnenzijde





**Waarschuwing:** als de muur zwak is, raden we aan om Fischer VS 100P te gebruiken. Nadat de vloeistof in de gaten is gespoten, dient u slechts de stokeindes te plaatsen –gebruik de pluggen in dit geval niet opnieuw. Lees de instructies op het Fischer label zorgvuldig en zorg ervoor dat de gaten volledig schoon zijn na het boren.

**Ophanging op hout:** Boor kleine gaten van ongeveer 4 mm diameter in het hout en draai de schroefdraad stevig in het hout en bevestig de SmartCase zoals hierboven beschreven. Wij adviseren om de bovenste gaten te boren op een hoogte tussen de 1.5m en 1.6m boven de grond.

## Gebruik

SC1230 (zonder slot): Om de kast te sluiten, sluit de deur en draai de knop linksom (90 graden). Om de kast te openen, draai de knop in de tegenovergestelde richting (90 graden rechtsom) en trek de deur naar u toe.


SC1240 (code slot): Voer de geprogrammeerde code in (default code = 333) doormiddel van het draaien van de nummerwielletjes en draai het gehele slot rechtsom. In het geval dat u de code kwijt bent, kunt u de sleutel gebruiken om de code terug te vinden en daarna de kast te openen: zie sectie **code aanpassen**.

Code aanpassen: zie onderhoud en troubleshooting



WAARSCHUWING

**Belangrijk:** Het is verplicht om de code en de sleutel altijd beschikbaar te hebben in het geval van een noodoproep (van toepassing op SC1240). Door een defect of verkeerd geprogrammeerde code, kan het gebeuren dat het slot niet opent als de code gebruikt wordt. In dit geval is het noodzakelijk om een alternatief te hebben om de kast te openen (sleutel). Verder is het ook van belang om de bovenstaande procedures te oefenen voordat u de AED opslaat en dit regelmatig te herhalen nadat de AED is geplaatst.



## Onderhoud en Troubleshooting

**Onderhoud:** Het is van belang de SmartCase (geldt alleen voor de SC1240) **maandelijks** te openen en sluiten om te verifiëren of het slotsysteem nog correct werkt. Als u dit doet, is het wenselijk ook de status van de AED zorgvuldig te bekijken (raadpleeg daarvoor de handleiding van de AED).




WAARSCHUWING

Het is ook belangrijk om de algehele conditie van de kast te bezien voor eventuele schade die mogelijk de functie van de kast kan beïnvloeden.

Indien er schade wordt geconstateerd, neem contact op met uw dealer van SmartCase. Afhankelijk van de schade kan het aan te raden zijn de AED uit de kast te nemen en de gebruikers te informeren over de status (niet inzetbaar).

**Temperatuur:** in het geval u twijfelt over het functioneren van de elektrische verwarmingselement (en de buitentemperatuur lager is dan 0°C / 32°F), verwijder de AED en neem contact op met uw dealer van SmartCase. The SC1230/ 1240 zijn uitgerust met actieve ventilatie. Rond de 30°C gaat de fan aan om warme lucht uit te blazen aan de bovenzijde en koele lucht aan te zuigen aan de onderzijde van de kast. Desalniettemin, raden wij aan om de kast in de schaduw te plaatsen om hoge temperature te voorkomen (boven de 50°C).






## Code aanpassen (SC1240)


Veiligheids  
Advies


1. Bij aflevering is de code van het cijferslot fabrieksmatig gezet op 333.
2. Verander de code uit veiligheidsoverweging onmiddellijk in uw persoonlijke code.
3. **Laat de cijferwielletjes nooit staan op uw persoonlijke code.**
4. De persoonlijke code moet ingevoerd worden om het slot te openen en voor deze te sluiten.
5. Bij een verloren code kan het slot worden geopend met de service sleutel. Neem contact op met de beheerder om het slot te openen en de code aan te passen.

## Opening slot




1. Bij ingebruikname eerst de fabriekscade invoeren: 333. Of gebruik uw eigen persoonlijke code (zie punt "Code aanpassen")




2. Draai het slot naar  (slot wordt dan geopend)


## Code veranderen




1. In open-positie en met ingevoerde code, druk een kleine pin (bijv. paper clip) in het code setting gaatje aan de kant van het slot. Druk de pin volledig in en hou de druk.



2. Voer een nieuw persoonlijke code in
3. Verwijder de pin (persoonlijke code is veranderd)

Nood opening en  
code vinden

1. Steek de service sleutel in de slotcylinder. Draai de sleutel tegen de klok in




2. Draai de code wielletjes naar boven tot ze blokkeren (code is gevonden)
3. Draai de sleutel terug en verwijder deze




WAARSCHUWING

Controleer altijd de aangepaste code door het openen van de SmartCase met de nieuwe code.



### Troubleshooting:

Symptoom	Action
<b>LED Verlichting werkt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer de stroomtoevoer en adapter: het LED op de adapter moet continu branden (een knipperend LED of geen LED lichtje duidt op een defect)</li> <li>- Verzekert dat alle connectors goed aangesloten zijn. (inclusief de connectors binnen in de kast)</li> </ul> <p>Als de kast blijft disfunctioneren, stel deze buiten gebruik en neem contact op met uw dealer van SmartCase.</p>
<b>Slot gaat niet open als de geprogrammeerde code wordt gebruikt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmeer de code opnieuw volgens deze handleiding</li> <li>- Probeer de kast te sluiten en openen met de nieuwe code</li> </ul> <p>Als het slot nog steeds niet functioneert, neem contact op met uw dealer van SmartCase.</p>
<b>Kast gaat niet goed dicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of iets de deur blokkeert.</li> <li>- Controleer of het slot of de deur is vervormd in de buurt van het slotmechanisme</li> </ul> <p>Als de kast niet gerepareerd kan worden, stel deze buiten gebruik en neem contact op met uw dealer van SmartCase.</p>



## Begrippenlijst

### AED

De AED (Automatic External Defibrillator) is een belangrijk apparaat voor primaire hulp in het geval van hartfalen. Het is van groot belang dat de AED beschermd is, beveiligd is en 24/7 beschikbaar is voor onmiddellijke ondersteuning in een noodgeval.

### Operator/ gebruiker

De persoon die verantwoordelijk is voor de kast en AED. Zijn / haar plicht is om de status van de AED en de kast te controleren en te verzekeren dat de kast wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding.

### Online service

Voor meer informatie of online hulp, bezoek onze website [www.sixcase.com](http://www.sixcase.com).

**Gebruikershandleiding:** De handleiding bevat alle noodzakelijke informatie over het gebruik van de SmartCase. Updates worden op onze website gepubliceerd.


**Disclaimer:** GT MEDICARE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inzetbaarheid van de AED die is opgeslagen in de SmartCase kast. GT MEDICARE is niet verantwoordelijk voor de installatie, gebruik of inzet van de kast/AED, alsmede niet voor het verlies van data, inkomen, direct of indirect alsmede niet voor veroorzaakte schade aan derden. Uitzonderlijke omstandigheden, zoals lage temperature, defecte onderdelen of andere externe factoren kunnen resulteren in het niet inzetbaar zijn van de AED's. GT MEDICARE behoudt zich het recht voor om dit document en alle gerelateerde producten uit deze handleiding aan te passen of te verbeteren, zonder in kennisstelling vooraf.



WAARSCHUWING

### Contact

GT Medicare BV  
Industrieweg 46  
2382 NW Zoeterwoude  
The Netherlands  
T +031 (0) 71 2100 229  
E [info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)



## Appendix A: Technische specificatie

### Technische Specificatie

Type	SC1230 / SC1240
Gewicht	9 kg
Afmetingen	40(h)x40(w)x20(d)cm
Schokbestendig	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Waterdicht	IP54
Koeling	Actieve ventilatie
Verwarming	Electrisch tot -20 °C buitentemperatuur
Corrosie bestendig	Roestvast staal met coating
Venster	Impact bestendig polycarbonaat
Installatie kit	Bijgesloten (hout & steen)
Stroomvoorziening	24V Transformator (bijgesloten)
Opening	SC1230: Deurknop SC1240: Mechanisch 3 cijferig slot (onafhankelijk van stroomvoorziening)
Verlichting	LED rood en blauw
Akoestisch alarm	+/- 95dB intermittent